

Infinity® MCable™-Nurse Call

Sie können lebensbedrohliche und ernste Alarme von Bettseitmonitoren an das Krankenhausalarmsystem weiterleiten. Das Infinity® MCable™-Nurse Call ermöglicht die Anbindung des Infinity Acute Care System™ (IACS) mit dem Infinity M540 (über den Infinity PS250 Comm Hub) oder der Evita® Infinity V500 an das Krankenhausalarmsystem.



D-1977-2009

FUNKTIONEN

- Anbindung der IACS-Monitoringlösung oder der Evita V500 an das Krankenhausalarmsystem
- Benachrichtigung des Personals bei lebensbedrohlichen oder ernstesten Alarmen
- Bestandteil des Zubehörsortiments für das Infinity Acute Care System™

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Physische Spezifikationen

Größe (H x B x T)	23 x 22 x 160 mm
Kabellänge	4360 mm
Anschlüsse	Anschluss an Infinity PS250 Comm Hub oder die Evita V500
Kabelsignale im alarmfreien Zustand	Kabel 1 (NO Arbeitskontakt): weiß Kabel 2 (COM Wechselkontakt): braun Kabel 3 (NC Ruhekontakt): grün

Umgebungsanforderungen

Temperaturbereich

Betrieb	5 bis 55 °C
Lagerung	-20 bis 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

Betrieb	5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Lagerung	5 % bis 95 %, nicht kondensierend

Luftdruck

Betrieb	375 - 825 mmHg (50 - 110 kPa)
Lagerung	375 - 825 mmHg (50 - 110 kPa)



D-19704-2009

Infinity® MCable™-Nurse Call
Ausgabe von Alarmen an das Krankenhausalarmsystem

TECHNISCHE DATEN (FORTSETZUNG)**Elektrische Spezifikationen**

Potenzialfreier Kontakt (DC)	
Eingangsspannungsbereich	Max. 24 V-
Eingangsstrom	Max. 1 A-
Schaltleistung	Max. 15 W
Betriebsmodus	Kontinuierlich
Schutz gegen elektrischen Schlag	Die drei Kontakte des offenen Kabels haben eine elektrische Isolation von 1,5 kV~
Schutz gegen Eindringen von Wasser	IPX1
Defibrillatorschutz	Nein

Standards

IEC 60601-1 und zutreffende spezielle und ergänzende Normen, IEC 60601-1-2, Elektromagnetische Verträglichkeit CISPR 11, Klasse B. MCable-Nurse Call erfüllt die Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte) (MPRL) und trägt das CE-Zeichen.

BESTELLINFORMATIONEN

Infinity® MCable™-Nurse Call 8417370

Bestellbar über MS22113 oder 8416400

Weitere Informationen zu Komponenten und Zubehör sowie zur Kompatibilität finden Sie in Ihrem Dräger-Zubehörkatalog.

*Infinity MCable-Nurse Call, M540-Monitor und Evita V500 unterliegen noch einer 510(k)-Prüfung und sind in den USA noch nicht im Handel erhältlich.

*Infinity MCable-Nurse Call, M540-Monitor und Evita V500 sind noch nicht gemäß der Canadian Medical Device Regulations lizenziert.

Infinity ist ein eingetragenes Warenzeichen, und Acute Care System sowie MCable sind Warenzeichen von Dräger Medical.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

Hersteller:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

DEUTSCHLAND
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel 0800 882 882 0
Fax 0451 882 720 02
dsc@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

