

Câble ECG MonoLead®

Enchevêtrements agaçants. Perte de temps. Inconfort du patient. Trier les brins ECG conventionnels est une tâche fastidieuse et qui vous éloigne du patient. Avant de connecter les câbles, vous devez démêler et ordonner les brins. C'était le cas jusqu'à maintenant. Grâce au MonoLead, vous consacrez davantage de temps à vos patients et moins d'énergie aux câbles.



Dräger Medical, l'un des leaders dans le domaine de la gestion des câbles, présente une nouveauté, le câble ECG MonoLead.

MonoLead est un câble ECG mono-brin, qui remplace des systèmes multi-brins. Ce câble ECG est prévu pour les électrodes et leurs attaches conventionnelles. Il élimine le risque d'enchevêtrement propre aux câbles multi-brins conventionnels. Idéal pour les patients adultes et pédiatriques, MonoLead est compatible avec tous les moniteurs patient Dräger Infinity®.

PLUS DE CONFORT POUR VOS PATIENTS, PLUS SIMPLE POUR VOUS

MonoLead n'étant constitué que d'un seul câble et non d'un ensemble complexe, il est moins impressionnant pour le patient et son entourage et plus agréable à porter. En effet, MonoLead est doté de clips de fermeture Z-Snap™ qui sont connectés facilement, ne se détachent pas au moindre mouvement et sont sans pression ni désagrément pour le patient.


MonoLead se met en place rapidement et facilement, grâce au positionnement standard bien connu des soignants.

Il est flexible, durable et aisé à nettoyer. D'un coloris vert vif, il se repère facilement, même sous un drap.

Vous consacrez moins de temps aux câbles, plus de temps à vos patients. Découvrez MonoLead, la solution de câble ECG mono-brin. Un plus pour vous et pour vos patients.

Avantages de MonoLead

- Finis les enchevêtrements, un câble mono-brin remplace les câbles ECG à 3, 4, 5 et 6 brins
- Rapide et simple à poser, grâce aux clips de fermeture étiquetés et à un code couleur
- Mise en place et résultats identiques, compatible avec la méthode de pose standard des électrodes (selon Mason-Likar) sur le torse, familière aux soignants
- Plus confortable, grâce aux clips de fermeture brevetés Z-Snap™
- Utilisable sur patients adultes et pédiatriques
- Facile à nettoyer, à l'aide d'un chiffon imbibé d'un agent désinfectant conventionnel



Câble ECG MonoLead® 6

POUR VOS COMMANDES

		Infinity® M540	Infinity® M300	MS20093 MultiMed® Plus	MS20094 MultiMed® Plus OR	3368391; 5950196 MultiMed® 5, 2,5 m Multimed® 5, 1,5 m	5191221 MultiMed® 6
MonoLead® 3							
Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche CEI1 (code coul. eur.), 2 m	MS14555	x	x	x	x	x*	x*
Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche CEI1 (code coul. eur.), 4,1 m	MS28561	x	x	x	x	x*	x*
MonoLead® 4							
Câble ECG, 4 brins, connecteur à une broche CEI1 (code coul. eur.), 1,7 m	MS14693	x					
Câble ECG, 4 brins, connecteur à une broche CEI1 (code coul. eur.), 3,7 m	MS20476	x					
MonoLead® 5							
Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche CEI1 (code coul. eur.), 2,5 m	MS14559	x	x	x	x	x*	x*
Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche CEI1 (code coul. eur.), 5,3 m	MS28559	x	x	x	x	x*	x*
MonoLead® 6							
Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche CEI1 (code coul. eur.), 3 m	MS14683	x	x	x	x		x*
Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche CEI1 (code coul. eur.), 5,7 m	MS17185	x	x	x	x		x*
Adaptateurs :							
Adaptateur ECG pour câble ECG à une broche	MS14679					x	
Adaptateur ECG pour câble ECG à une broche	MS14680						x

* ne peut être connecté qu'à l'aide d'un adaptateur

MT-5623-2004



Clips de fermeture brevetés Z-Snap™

MT-5630-2004



MT-5635-2004

**SIÈGE**

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moisinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

Fabricant :

Dräger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042, USA

BELGIQUE

Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wommel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 462 52 40
mtbe.info@draeger.com

CANADA

Dräger Medical Canada Inc.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tel +1 905 212 6600
Toll-free +1 866 343 2273
Fax +1 905 212 6601
Canada.support@draeger.com

FRANCE

Dräger Médical S.A.S.
Parc de Haute Technologie
d'Antony 2
25, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tel +33 1 46 11 56 00
Fax +33 1 40 96 97 20
dlmfr-contact@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office, P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tel +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggrasse 30
3097 Liebfeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact



Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : I
Les produits de classe I sont marqués CE par le fabricant suivant l'annexe VII de la directive 93/42/CEE. Information pour le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles dans la notice d'utilisation du produit. Date de réalisation : juillet 2015