

Dräger Savina® 300

Принадлежности и расходные материалы

Проверенные на совместимость принадлежности и расходные материалы оптимизируют Ваши рабочие процессы и упрощают ежедневные процедуры – важная часть ассортимента Savina® 300. Комплексные решения Dräger повышают уровень безопасности пациентов и снижают стоимость обслуживания.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Аппарат Savina 300 является важным достижением в технологии искусственной вентиляции легких и рассчитан на простую и безотказную эксплуатацию в течение многих лет. Одно из его достоинств - большой межремонтный интервал и возможность соединения с системой Dräger Remote Service для телеметрической диагностики. Возможность неинвазивной вентиляции обеспечивают такие принадлежности, как одноразовые дыхательные шланги пациента VentStar® или маски ClassicStar® и NovaStar®. Dräger также предлагает полный спектр фильтров и увлажнителей (HME) для Savina 300. Широкий выбор поворотных кронштейнов и держателей шлангов позволяет легко и надежно закрепить и разместить дыхательные контуры.






РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ SAVINA 300

С аппаратом Savina 300 используются датчики O₂ Dräger Oxytrac VE и датчики потока Spirolog® и Spirolife®. Возможно выбрать многоразовые или одноразовые клапаны выдоха. Для надежной эксплуатации предлагаются сменные пылевые и микрофильтры.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Дыхательный контур

 Дыхательный контур с HME	 VentStar Basic 180	 VentStar Basic (P) 180
 VentStar Coax 180	 VentStar с подогревом	





Дыхательный контур с HME Состав: шланги пациента и тройник	•	8412860
VentStar Basic 180 длина: 1,8 м, комплект из 25 шт.	•	MP00349
VentStar Basic (P) 180 длина 1,8 м, педиатрический, комплект из 25 шт.	•	MP00351
VentStar Coax 180 1,8 м, комплект из 20 шт.	•	MP00356
VentStar heated с увлажнительной камерой для F&P MR 850, подогрев вдыхаемого газа, 10 шт.	•	MP00307

Дыхательные маски

 ClassicStar® лицевая маска для неинвазивной вентиляции	 ClassicStar® NIV носовая маска для неинвазивной вентиляции	 NovaStar® NIV лицевая маска для неинвазивной вентиляции
---	---	--

ClassicStar® лицевая маска для неинвазивной вентиляции (NIV) со стандартным угловым патрубком, комплект из 1 шт.	•	
Размер S Размер M Размер L		MP01573 MP01574 MP01575
ClassicStar® носовая маска для неинвазивной вентиляции (NIV), невентилируемая, комплект из 1 шт.	•	
Размер S Размер M Размер L		MP01623 MP01624 MP01625
NovaStar® лицевая маска для неинвазивной вентиляции (NIV) со стандартным угловым патрубком, комплект из 1 шт.	•	
Размер S, Размер M Размер L		MP01579 MP01580 MP01581

Дыхательные фильтры/HME

 Фильтр/HME TwinStar® HEPA	 Фильтр SafeStar® 55	 Фильтр CareStar® 45
 HME HumidStar® 55		

Фильтр/HME TwinStar® HEPA , механический Объем сжатия 55 мл, 50 шт.	•	MP01801
Фильтр SafeStar® 55 , механические HEPA-фильтры Объем сжатия 55 мл, 50 шт.	•	MP01790
Фильтр CareStar® 45 , электростатический Объем сжатия 45 мл, 50 шт.	•	MP01755
HME HumidStar® 55 Объем сжатия 55 мл, 50 шт.	•	MP01730

Клапаны выдоха

 Многоразовый клапан	 Одноразовый клапан
--	---

Многоразовый клапан выдоха	•	8417050
Одноразовый клапан выдоха	•	MP01061

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Принадлежности для основного устройства



MT-215-99
Поворотный кронштейн для рельсовой системы



2-547-95
Шарнирный кронштейн Quickstop 2



MT-9902-2005
Зажим шланга, двойной

Поворотный кронштейн для крепления на рельс **8409609**
с 1 зажимом для шланга (для шарового крепления) и 1 держателем для тройника.

Шарнирный кронштейн Quickstop 2, для крепления на рельс **2M85706**
с одной рукояткой, 1 зажимом для шланга (коаксиальным), 2 зажима для шланга (двойные), 1 зажим для шланга для шарового крепления



MT-0895-2008
Зажим шланга для шарового крепления

МНОГОРАЗОВЫЙ

ОДНОРАЗОВЫЙ

Расходные материалы для основного устройства



MT-2667-2004
Датчик потока „Spirolog“



MT-2696-2004
Датчик потока „SpiroLife“



D-344335-2009
Датчик O₂, Oxytrace VE

Датчик потока „Spirolog“, комплект из 5 шт. • **8403735**

Датчик потока „SpiroLife“ • **MK01900**

Датчик O₂, Oxytrace VE • **MX01049**

Микрофильтр • **6737545**

Комплект пылезащитных фильтров • **8417898**



MT-103-2001
Микрофильтр



D-7167-2010
Комплект пылезащитных фильтров

Тележка



D-25965-2009
Тележка Savina



D-24585-2009
Держатель для тележки



MT-10984-2006
Комплект газоснабжения

Тележка Savina **8417890**

Принадлежности для тележки:
Шарнирный держатель увлажнителя для тележки **G93111**

Комплект газоснабжения:
Держатель для баллона **G93110**
Редуктор давления OxyLine для баллонов **MP00100**



D-18097-2010
Держатель для баллона



D-18096-2010
Комплект батарей постоянного тока




D-43492-2012
Транспортный модуль снабжения

Шланг для O₂, NIST/NIST, нейтральный, длина 1,50 м **M35020**

Комплект батарей пост. тока (с коробкой, 2 батареи, кабель) **8417190**

Транспортный модуль снабжения **8419911**

Крепление к функциональной кровати **8419800**



D-43526-2012
Крепление к функциональной кровати

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Увлажнитель и распылитель



MT-118-2002

Aquapor EL



MT-211-99

Фильтр Aquapor EL



ST-606-2006

Базовый блок
MR 850

2-1350-95

Пневматический
распылитель
медикаментов

MT-957-2005

Aeroneb Pro

Тестовые легкие



2-16-92

Тестовое легкое



D-24585-2009

SelfTestLung

Увлажнитель:

Увлажнитель дыхательного газа Aquapor EL
(не для США и Японии) с набором креплений и
датчиком температуры

8414698

Принадлежности для увлажнителя:

Инструменты для наполнения – Aquapor EL

8405031

Базовый блок MR 850 со шлангами

8414144

Распылитель:

Пневматический распылитель медикаментов
с принадлежностями

8412935

Комплект для ультразвукового распылителя

Aeroneb Pro

MP01010

Тестовое легкое, для взрослых, синее

8403201

SelfTestLung, для взрослых

MP02400

ГОЛОВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23558 Lübeck, Германия

www.draeger.com

Производитель:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23558 Lübeck, Германия

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва Россия 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
www.draeger.ru

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Электrozаводская ул., д.33,
стр.4
Москва Россия 107076
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 662-72-23
www.draeger.ru

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/контакт

