

Schnellfix-Gelenkarme Verbrauchsmaterial und Zubehör

Alles mit einem Griff. Damit Ihre Hände für die Versorgung des Patienten frei bleiben, sind alle Gelenke des Schnellfix-Gelenkarmes mit nur einem Handgriff zu fixieren und zu lösen.



MT-0804-2008

Produktvorteile

Schnellfix-Gelenkarme

Er ist uneingeschränkt beweglich. So kann er optimal positioniert werden.

Alle Kabel, Leitungen und Schlauchsysteme können so geführt werden, dass ungewollte Diskonnektionen nahezu ausgeschlossen sind. Diese Eigenschaften machen ihn fast unentbehrlich.

Ob Anästhesie, Intensivmedizin oder Chirurgie, er hat seinen Platz in fast allen Bereichen. Um ihn auch an unterschiedlichsten Systemen (Operationstische, Betten, Wandschienen und Geräte) befestigen zu können, verfügt er über eine universelle Schienenklaue.

Hochwertige Materialien stellen sicher, dass Sie ein langlebiges und wartungsfreies Produkt von Dräger erwerben. Schnellfix-Gelenkarm – alles mit einem Griff:

- Sicher
- Präzise
- Flexibel
- Universell
- Robust

Bestellinformationen

Schnellfix-Gelenkarm 1	Bestellnummer
Länge 1067 mm, beinhaltet: 3 x Schlauchklemme (2 Stück), 1 x Schlauchklemme, koaxial (2 Stück) Tragkraft: max. 2 kg	2M 85 705
Schnellfix-Gelenkarm 2	
Länge 1078 mm, beinhaltet: 2 x Schlauchklemme (2 Stück), 1 x Schlauchklemme, koaxial (2 Stück) 1 x Schlauchklemme (für Kugelaufnahme) Tragkraft: max. 2 kg	2M 85 706
Optionales Zubehör	
Halter für Y-Stück	84 09 746
Schnellfix-Gelenkarm Pod	
Länge 460 mm Zur Fixierung der Dräger Monitoring Pods. Tragkraft: max. 1,5 kg	2M 86 464
Optional	
Schnellfix Set für MultiMed und NeoMed Pods	MP 00 653
Schnellfix-Gelenkarm, kurz	
Länge 403 mm, beinhaltet: 1 x Universal-Schlauchhalterplatte „Ulmer Rad“ für diverse Kabel- und Schlauchgrößen Tragkraft: max. 4 kg	2M 86 463
Zubehör	
Schlauchklemme, koaxial (2 Stück)	MP00493
Satz Schlauchklemmen (2 Stück)	8406138
Schlauchklemme (für Kugelaufnahme)	8409841
Halter für Y-Stück (für Kugelaufnahme)	8409746
Schlauchhalterplatte (für Kugelaufnahme)	2M86465
Schnellfix Set für MultiMed Pod	MP00653

Notizen

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

DEUTSCHLAND
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel 0800 882 882 0
Fax 0451 882 720 02
dsc@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner
vor Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

