

Silikonmasken Verbrauchsmaterial und Zubehör

Unser gemeinsames Ziel ist es, den Krankenhausaufenthalt für Patienten so angenehm wie möglich zu gestalten. Unsere Silikonmasken bestehend aus medizinischem Silikon passen sich hervorragend an die Anatomie des Patienten an, um den Patientenkomfort effektiv zu verbessern.



Produktvorteile

Silikonmasken

Das Material der Silikonmasken zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit und Haltbarkeit aus. Unsere Silikonmasken sind autoklavierbar, d.h. sie können mehrfach wiederverwendet werden.

Die Masken sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich. Die kleineren Größen (Größe 00-2) haben eine eher runde Form, um speziell für die Gesichter von Kleinkindern bequeme Passform und effektive Abdichtung zu bieten. Die größeren Größen (3-5) haben eine anatomisch gebildete Tropfenform, um besseren Komfort und Abdichtung für die Gesichtskonturen von Erwachsenen zu gewährleisten.

Die Silikonmasken haben einen flexiblen, weichen und transparenten Maskenkörper. Das Design des Maskenkörpers erlaubt einen komfortablen Griff. Form und Material ermöglichen eine sichere Handhabung durch Arzt und Pflegepersonal. Der transparente Maskenkörper macht die kontinuierliche Beobachtung des Zustandes des Patienten möglich.


Die einfache Anwendung wird durch zusätzliches Maskenzubehör, wie Hakenringe und Kopfbänder zur Fixierung, unterstützt. Zwei verschiedene Kopfbänder in kleiner und großer Ausführung bieten Patienten und Ärzten eine weiche und elastische Auflage und Halteposition.

Details



D-7361-12011

Hakenring für Silikonmasken



MT-9654-2006

Kopfband, weiches Gummi



MT-9655-2006

Kopfband, weicher Stoff

Bestellinformationen

Silikon-Anästhesiemaske, mehrweg, ohne Hakenring - erhältlich in den folgenden Größen:

	Packungsgröße	Bestellnummer
Größe 00, Frühgeborener	1 Stück	MP02900
Größe 0, Neugeborener klein	1 Stück	MP01910
Größe 1, Neugeborener groß	1 Stück	MP01911
Größe 2, Kind klein	1 Stück	MP01912
Größe 3, Kind groß	1 Stück	MP01913
Größe 4, Erwachsener klein	1 Stück	MP01914
Größe 5, Erwachsener groß	1 Stück	MP01915

Hakenring für die Silikon- Anästhesiemaske

Hakenring, Mehrweg, klein, für Masken Größe 00-1, 15 mm OD-Verbindung	10 Stück	MP01916
Hakenring, Mehrweg, groß, für Masken Größe 2-5, 22 mm ID-Verbindung	10 Stück	MP01917

Kopfband, weicher Stoff, einweg

klein	1 Stück	MP01559
groß	1 Stück	MP01560

Kopfband, weiches Gummi, einweg

klein	1 Stück	MP01561
groß	1 Stück	MP01562

Notizen

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Deutschland

DEUTSCHLAND
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel 0800 882 882 0
Fax 0451 882 720 02
dsc@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

