

Masques en silicone Consommables et accessoires

Notre objectif commun est de rendre le séjour à l'hôpital le plus confortable possible pour les patients. C'est pourquoi nos masques sont fabriqués en silicone de qualité médicale, un matériau qui épouse parfaitement l'anatomie du patient.



Avantages

Masques en silicone

Le silicone de qualité médicale résiste dans le temps et supporte les températures faibles ou élevées. Ils sont stérilisables en autoclave et donc réutilisables par différents patients.

Nous proposons différents modèles de masques. Les modèles de petites tailles (tailles 00 à 2) sont plutôt ronds, adaptés à la forme du visage des nourrissons, pour un ajustement confortable et une bonne étanchéité. Les modèles de grandes tailles (tailles 3 à 5) sont en forme de poire pour s'adapter aux caractéristiques anatomiques des adultes tout en garantissant également un ajustement précis et une bonne étanchéité. Le corps des masques en silicone est souple, flexible et transparent.

Conçus pour permettre une bonne préhension, leur forme et leur matière les rendent faciles à manipuler pour le soignant. La transparence du corps du masque permet d'observer visuellement l'état du patient en permanence.


Nos accessoires complémentaires, comme les crochets de fixation et les harnais élastiques, facilitent la mise en place du masque. L'utilisateur a le choix entre deux tailles de harnais différentes (petit et grand) pour maintenir le masque en douceur et en souplesse.

Détails



D-7361-2011

Crochet de fixation pour masque en silicone



MT-9654-2006

Harnais, caoutchouc souple



MT-9655-2006

Harnais, toile souple

Pour vos commandes

| Masque en silicone pour l'anesthésie, réutilisable, sans crochet de fixation | Taille du lot | Référence |
|---|----------------------|------------------|
| taille 00, bébé prématuré | 1 unité | MP 02 900 |
| taille 0, nouveau-né de petite taille | 1 unité | MP 01 910 |
| taille 1, nouveau-né de grande taille | 1 unité | MP 01 911 |
| taille 2, enfant de petite taille | 1 unité | MP 01 912 |
| taille 3, enfant de grande taille | 1 unité | MP 01 913 |
| taille 4, adulte de petite taille | 1 unité | MP 01 914 |
| taille 5, adulte de grande taille | 1 unité | MP 01 915 |
| Crochet de fixation | | |
| à usage multiple, de petite taille, pour les tailles de masques 00 à 1, avec raccord de 15 mm de diam. ext. | 10 unités | MP 01 916 |
| à usage multiple, de grande taille, pour les tailles de masques 2 à 5, avec raccord de 22 mm de diam. int. | 10 unités | MP 01 917 |
| Harnais, toile souple, usage unique | | |
| petit | 1 unité | MP 01 559 |
| grand | 1 unité | MP 01 560 |
| Harnais, caoutchouc souple, usage unique | | |
| petit | 1 unité | MP 01 561 |
| grand | 1 unité | MP 01 562 |

Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

Fabricant :

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Allemagne

BELGIQUE

Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wommel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 40
mtbe.info@draeger.com

CANADA

Draeger Medical Canada Inc.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tél. +1 905 212 6600
Toll-free +1 866 343 2273
Fax +1 905 212 6601
Canada.support@draeger.com

FRANCE

Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office, P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact



Destination : Professionnels de Santé / Classe du dispositif médical : IIa
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
Information pour le bon usage du dispositif médical : Merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles dans la notice d'utilisation du produit.