

## Silikonske maske Potrošni materijal i dodatna oprema

Naš zajednički cilj je da boravak u bolnici bude što udobniji za pacijente. Da bismo efikasno poboljšali udobnost pacijenata, naše silikonske maske su napravljene od medicinskog silikona koji ima vrhunsku sposobnost da se prilagodi anatomiji pacijenta.



## Koristi

### Silikonske maske

Medicinski silikon je otporan na visoke ili niske temperature i izdržljiv je. Naše silikonske maske se mogu autoklavirati i tako se mogu ponovo koristiti na više pacijenata.

Dostupne su maske različitog dizajna. Manje veličine (veličine 00–2) imaju približno okrugli oblik kako bi se obezbedilo udobno pristajanje i efikasno zaptivanje za odojčad sa ovalnijim konturama lica. Vec#e veličine (veličine 3–5) imaju anatomski oblikovan oblik suze kako bi se obezbedilo pogodno pristajanje i zaptivanje prema karakteristikama lica starijih pacijenata. Silikonske maske imaju fleksibilno, meko i providno telo maske.

Dizajn tela maske omoguc#ava udoban oslonac za palac. Oblik i materijal omoguc#avaju lekaru lako držanje. Providno telo maske omoguc#ava neprekidno vizuelno posmatranje stanja pacijenta.


Jednostavna primena je podržana dodatnim priborom za masku kao što su prstenovi i trake za glavu za fiksiranje. Dve različite veličine trake za glavu, male i velike nude pacijentima i lekarima meku i elastičnu potporu i odgovarajući položaj držanja maske.

### -- Details --



D-7361-2011

Prsten za silikonske maske



MT-9654-2006

Traka za glavu, meka guma



MT-9655-2006

Traka za glavu, meka tkanina

## Informacije za naručivanje

Silikonska maska za anesteziju, za višekratnu upotrebu, bez prstena	Veličina pakovanja	Kataloški broj
veličina 00, prevremeno rođene bebe	1 kom.	MP 02 900
veličina 0, mala novorođenčad	1 kom.	MP 01 910
veličina 1, velika novorođenčad	1 kom.	MP 01 911
veličina 2, mala deca	1 kom.	MP 01 912
veličina 3, velika deca	1 kom.	MP 01 913
veličina 4, male odrasle osobe	1 kom.	MP 01 914
veličina 5, velike odrasle osobe	1 kom.	MP 01 915
<b>Prsten</b>		
za višekratnu upotrebu, mali, za veličine maski 00–1 sa OD konektorom od 15 mm	10 kom.	MP 01 916
za višekratnu upotrebu, veliki, za veličine maski 2–5 sa ID konektorom od 22 mm	10 kom.	MP 01 917
<b>Traka za glavu, meka tkanina, za jednokratnu upotrebu</b>		
mala	1 kom.	MP 01 559
velika	1 kom.	MP 01 560
<b>Traka za glavu, meka guma, za jednokratnu upotrebu</b>		
mala	1 kom.	MP 01 561
velika	1 kom.	MP 01 562

## Napomene

Neki proizvodi, funkcije i usluge nisu dostupni u svim zemljama.  
Navedeni zaštićeni znakovi registrovani su samo u određenim zemljama, ali ne nužno i u zemlji u kojoj je objavljen ovaj materijal. Idite na [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) da biste pronašli trenutni status.

**GLAVNO SEDIŠTE FIRME**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Nemačka  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Proizvođač:**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23542 Lübeck, Nemačka

**SRBIJA**  
Dräger Tehnika d.o.o.  
Radoja Dakica 7  
11080 Zemun, Belgrade  
Tel +381 11 3911 222  
Fax +381 11 3911 333  
[office.serbia@draeger.com](mailto:office.serbia@draeger.com)

Dräger - South East Europe  
Regional Management  
South East Europe  
Perfektastrasse 67  
A-1230 Wien, Austria  
Tel +43 1 60 90 4809  
Fax +43 1 69 94 597  
[contactSEE@draeger.com](mailto:contactSEE@draeger.com)

Regionalno prodajno  
predstavništvo pronađite  
na veb stranici:  
[www.draeger.com/kontakt](http://www.draeger.com/kontakt)

