

## Dräger SpO<sub>2</sub>-érzékelők Tartozékok és fogyóanyagok

Újrahasználható és egyszer használatos SpO<sub>2</sub>-érzékelők.



## Előnyök

---

### Dräger SpO<sub>2</sub>-érzékelők

- A Dräger SpO<sub>2</sub>-érzékelők kompatibilisek a Dräger Infinity® betegmonitorokkal.
- A Dräger SpO<sub>2</sub>-érzékelőket minden Dräger Infinity® betegmonitorral hitelesítettük.
- A Dräger SpO<sub>2</sub>-érzékelők kompatibilisek a Nellcor® Oxisensor II rendszerrel.

## Műszaki adatok

LED műszaki adatai – vörös: 660 nm jellemző, 1,8 mW jellemző

Infravörös: 905 nm jellemző, 2,0 mW jellemző

SpO<sub>2</sub>-mérés pontossága felnőttek és gyerekek esetében: 70–100% ± 2 számjegy

SpO<sub>2</sub>-mérés pontossága újszülöttek esetében: 70–100% ± 3 számjegy

A pulzusszám pontossága a monitortól függ.

## Rendelési információk

### Dräger érzékelők

Dräger érzékelők	Rendelési szám
SpO <sub>2</sub> -érzékelő, felnőtt, újrahasználatos	MS 13 235
SpO <sub>2</sub> -érzékelő, felnőtt, filmtapasz, egyszer használatos	MS 16 449
SpO <sub>2</sub> -érzékelő, felnőtt, hab, egyszer használatos	MS 16 445
SpO <sub>2</sub> -érzékelő, gyerek, filmtapasz, egyszer használatos	MS 16 448
SpO <sub>2</sub> -érzékelő, gyerek, hab, egyszer használatos	MS 16 444
SpO <sub>2</sub> -érzékelő, csecsemő, szövet, egyszer használatos	MS 16 447
SpO <sub>2</sub> -érzékelő, újszülött, szövet, egyszer használatos	MS 16 446

### Adapterkábel

A Dräger/Nellcor SpO <sub>2</sub> -érzékelők csatlakoztatásához a MultiMed 5/6, MultiMed 12 és NeoMed podokhoz	
SpO <sub>2</sub> -kábel hosszabbítókábele, 1 m	33 68 433
SpO <sub>2</sub> -kábel hosszabbítókábele, 2 m	33 75 834
A Dräger/Nellcor SpO <sub>2</sub> -érzékelők csatlakoztatásához a MultiMed plus és MultiMed plus OR podokhoz és az M300 eszközhöz	
SpO <sub>2</sub> -kábel, 1,2 m	MS 18 683
SpO <sub>2</sub> -kábel, 3,0 m	MS 17 330

## Megjegyzések

Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem feltétlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került. Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) weboldalra.

### KÖZPONT

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Németország  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### Gyártó

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23542 Lübeck, Németország

### HUNGARY

Dräger Medical Magyarország Kft.  
Szent László út 95  
1135 Budapest  
Tel: +36 1 288 5000  
Fax: +36 1 288 5001  
[medical.hungary@draeger.com](mailto:medical.hungary@draeger.com)

Dräger - South East Europe  
Regional Management  
South East Europe  
Perfektastrasse 67  
A-1230 Wien, Austria  
Tel: +43 1 60904809  
Fax: +43 1 6995497  
[contactSEE@draeger.com](mailto:contactSEE@draeger.com)

Locate your Regional  
Sales Representative at:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

