

Reguladores de vacío VarioVac® Consumibles y accesorios

Excelencia fácil de usar. Regulación de vacío variable de alta precisión, manómetros de máxima calidad, facilidad de uso y gran versatilidad: la línea VarioVac® establece nuevos estándares en la regulación de vacío.

Potente capacidad de aspiración*

Vacío máx. -90 kpa
Flujo de aspiración máx. 55 lpm

Rueda ergonómica para una
operación más sencilla

Sistema de filtrado VarioSafe

Retención de líquido y aerosol 100 %
Retención de bacterias 99,99998 %
Retención de virus 99,99998 %



Manómetro extraíble codificado
mecánicamente con rotación de 360°

Soporte para riel universal para
rieles de uso médico
(DIN, Fairfield, Carba, Uniflex, Duoflex)

Válvula de paso integrada

* para aspiración bronquial

Ventajas

Reguladores de vacío VarioVac

Es esencial disponer de dispositivos fiables para la aspiración bronquial, el drenaje y el drenaje torácico. VarioVac le ayuda durante la aspiración ofreciéndole:

- una amplia gama de productos para diversas tareas
- una válvula manual ergonómica para un manejo sencillo con una sola mano
- una válvula de paso integrada
- un manómetro extraíble que se puede girar 360°
- versión especial disponible para imágenes por resonancia magnética
- sistema de filtrado VarioSafe® seguro e higiénico gracias a la retención de bacterias (99,99998 %) y virus (99,9998 %)*

Vaya sobre seguro con el manómetro y la válvula

Puede extraer y girar todos los manómetros VarioVac para asegurar el máximo nivel de seguridad funcional. Como los manómetros están codificados mecánicamente, no se pueden confundir ni conectar incorrectamente. Todos los reguladores de vacío VarioVac se pueden desmontar fácilmente, por lo que son muy fáciles de limpiar y desinfectar. Al igual que todos los productos de la línea VarioVac, se han fabricado con precisión y utilizando materiales de alta calidad. Todos los dispositivos llevan el sello de calidad "Made in Germany" ("Fabricado en Alemania").

VarioSafe: eliminación sencilla de gérmenes

El sistema de filtrado VarioSafe retiene el 99,99998 % de las bacterias y el 99,9998 %* de los virus. Cuando se equipa con VarioSafe, no solo protege su dispositivo VarioVac, sino también su suministro central de vacío. El sistema de filtrado VarioSafe se ha desarrollado especialmente para la gama de productos VarioVac y ha sido sometido a amplias pruebas.

Funcionamiento intuitivo

Hasta el dispositivo más sofisticado resulta inútil si es demasiado difícil de usar. VarioVac no podría ser más sencillo. Todas las funciones importantes se pueden realizar con una sola mano. Una gran rueda con diseño ergonómico facilita la regulación del vacío: sólo tiene que girar la rueda 90° para alcanzar -40 kPa (el 40 % del valor máximo). VarioVac también incluye una válvula de paso para abrir o cerrar temporalmente el suministro de vacío.

*De acuerdo con Nelson Laboratories, Inc., Salt Lake City (EE.UU.), 2009.

Especificaciones técnicas

VarioVac® B

Vacío máximo	De -90 a 0 kPa (de -900 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración	55 lpm
Nivel máximo de sonido	43 dB (A)

VarioVac® P

Vacío máximo	De -55 a 0 kPa (de -550 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración	20 lpm
Nivel máximo de sonido	40 dB (A)

VarioVac® D

Vacío máximo	De -16 a 0 kPa (de -160 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración	18 lpm
Nivel máximo de sonido	40 dB (A)

VarioVac® T

Vacío máximo	De -7 a 0 kPa (de -70 a 0 mbar)
Flujo máximo de aspiración	15 lpm
Nivel máximo de sonido	40 dB (A)

Peso	De 600 a 800 g (800 g para las versiones de riel) De 1,32 a 1,76 lbs (1,76 lbs para las versiones con riel) 1600 g / 3,53 lbs (para VarioVac® compacto, vacío) 1700 g / 3,75 lbs (para VarioVac® Dual)
Medidas (An/Al/F) en mm	80 x 210 x 160 (sin VarioSafe®)
Medidas (An/Al/F) en pulgadas	3,1 x 8,27 x 6,30 (sin VarioSafe®) 80 x 340 x 160 (con VarioSafe®) 3,1 x 13,39 x 6,30 (con VarioSafe®) 200 x 210 x 210 (VarioVac® Dual sin VarioSafe®) 7,87 x 8,27 x 8,27 (VarioVac® Dual sin VarioSafe®) 200 x 340 x 210 (VarioVac® Dual con VarioSafe®) 7,87 x 13,39 x 8,27 (VarioVac® Dual con VarioSafe®) 300 x 440 x 160 (VarioVac® compact) 11,81 x 17,32 x 6,30 (VarioVac® compact)
Boquilla	Ø 6 mm / 0,24 pulg.
Retención de agua	100 %
Retención de bacterias	99,99998 % (con VarioSafe®)
Retención de virus	99,9998 %* (con VarioSafe®)
VarioVac® T Rail WV	
Vacío máximo	De -5 a 0 kPa (de -50 a 0 mbar)
Flujo mínimo de aspiración	15 lpm
Peso	1100 g / 2,43 lbs
Medidas (An/Al/F) en mm	80 x 860 x 160
Medidas (An/Al/F) en pulgadas	3,1 x 33,86 x 6,30
Nivel máximo de sonido	50 dB (A)
Boquilla	Ø 6 mm / 0,24 pulg.

*De acuerdo con Nelson Laboratories, Inc., Salt Lake City (EE. UU.), 2009.

Información para pedidos

VarioVac® B DIN	Regulador de vacío para la aspiración bronquial. Rosca con conexión VAC DIN	MP00501
VarioVac® B BS	Regulador de vacío para la aspiración bronquial. Rosca de conexión VAC BS	MP00502
VarioVac® B NF	Regulador de vacío para la aspiración bronquial. Rosca de conexión VAC NF	MP00503
VarioVac® B AGA	Regulador de vacío para la aspiración bronquial. Rosca de conexión VAC AGA	MP00504
VarioVac® B CARBA	Regulador de vacío para la aspiración bronquial. Rosca de conexión VAC CARBA	MP00514
VarioVac® B/OR rail	Regulador de vacío para la aspiración bronquial y quirúrgica. Rosca de conexión NIST VAC	MP00505
Dual VarioVac® B/OR rail	Regulador de vacío doble para la aspiración bronquial y quirúrgica. Rosca de conexión NIST VAC	MP00516
VarioVac® B compact	Sistema de aspiración compacto para aspiración bronquial. Rosca de conexión NIST VAC	MP00506
VarioVac® P rail	Regulador de vacío para la aspiración bronquial pediátrica. Rosca de conexión NIST VAC	MP00660
VarioVac® P compact	Sistema de aspiración compacto para aspiración bronquial pediátrica. Rosca de conexión NIST VAC	MP00661
VarioVac® MRI B/OR rail	Regulador de vacío para aspiración bronquial en RM. Rosca de conexión NIST VAC	MP03222
VarioVac® MRI P rail	Regulador de vacío para aspiración bronquial pediátrica en RM. Rosca de conexión NIST VAC	MP03223
VarioVac® D DIN	Regulador de vacío para el drenaje continuo. Rosca de conexión VAC DIN	MP00507
VarioVac® D BS	Regulador de vacío para el drenaje continuo. Rosca de conexión VAC BS	MP00508
VarioVac® D NF	Regulador de vacío para el drenaje continuo. Rosca de conexión VAC NF	MP00509
VarioVac® D AGA	Regulador de vacío para el drenaje continuo. Rosca de conexión VAC AGA	MP00510
VarioVac® D CARBA	Regulador de vacío para el drenaje continuo. Rosca de conexión VAC CARBA	MP00515
VarioVac® D Rail	Regulador de vacío para el drenaje continuo. Rosca de conexión NIST VAC	MP00511
VarioVac® T Rail WS	Regulador de vacío para el drenaje torácico. Indicador de vacío de agua Rosca de conexión NIST VAC	MP00512
VarioVac® T Rail	Regulador de vacío para el drenaje torácico. Rosca de conexión NIST VAC	MP00663
VarioVac® T DIN	Regulador de vacío para el drenaje torácico. Rosca de conexión VAC DIN	MP00664

Información para pedidos

VarioSafe®

Sistema de filtrado desechable para
dispositivos de aspiración Vario. Unidad de
embalaje: 10 piezas

MP00555

Observaciones

Observaciones

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



SEDE REGIONAL

PANAMÁ

Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836-8310 / Fax - 8321

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6–6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com